

## Светоотверждаемый герметик для фиссур

Jen-Fissufill – фотополимерный фторсодержащий композитный материал для запечатывания фиссур с улучшенной тиксотропностью.

### •• Основные преимущества

- Наполнитель – специальное биоактивное Са-, Р-, F- содержащее стекло.
- Пролонгированное выделение ионов фтора, кальция и фосфатов, что обуславливает кариесопротекторные и реминерализующие свойства материала.
- Средний размер частиц биоактивного наполнителя составляет 0,4 мкм.
- Высокая наполненность материала (около 50%).
- Превосходная износостойчивость и прочность.
- Тиксотропность.
- Рентгеноконтрастность.
- Реологические добавки облегчают проникновение материала в узкие фиссуры и ямки.
- Высокая степень адгезии к протравленной эмали.
- Идеальная маскировка – оттенок прозрачно-опаловый (Clear).
- Контроль герметизации фиссур в течение продолжительного времени – оттенок опаково-белый (White).

### •• Назначение

- Герметизация фиссур и ямок.
- Выполнение микрореставраций.
- Использование в качестве первого слоя при больших композитных реставрациях.

### •• Способ использования

Тщательно очистить пломбируемую поверхность и обработать ее протравливающим гелем, содержащим ортофосфорную кислоту и антисептические добавки (Phospho-Jen AS). Время протравливания – около 15 сек (для молочных зубов 90 – 120 сек.), затем промыть большим количеством воды. Протравленную поверхность тщательно просушить. Протравленная поверхность зуба должна быть молочно-белой и после просушивания нельзя допускать попадания на нее слюны, влаги и каких-либо загрязнений.

Нанесите одну каплю материала Jen-Fissufill на пластинку для замешивания и при помощи кисточки нанесите тонким слоем на протравленную поверхность. Проведите светоотверждение в течение 20 – 30 секунд при помощи фотополимеризатора. Тщательно закройте шприц сразу после использования.

### •• Полезные рекомендации

Проверяйте состояние фиссур, герметизированных Jen-Fissufill, каждые полгода. Для повторной герметизации после шлифовки зубов дисками применяйте материал, следуя вышеизложенной инструкции.

### •• Меры предосторожности

Не допускайте попадания протравливающего геля на мягкие ткани полости рта, на кожу и в глаза. В случае попадания геля незамедлительно смыть гель большим количеством воды.

### •• Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований инструкции по использованию материалов, нарушения условий хранения и другие случаи, непредусмотренные функциональным назначением материала. Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта к использованию в соответствии с его (потребителя) задачами. Условие наступления гарантийного случая: несоответствие продукта характеристикам, заявленным производителем. В случае обнаружения дефекта материала в гарантийный период предприятие-изготовитель производит замену продукта.

### •• Ограничение ответственности производителя

Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством страны.

### •• Хранение и срок годности

Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте, плотно закрывать колпачок после использования. Срок хранения при комнатной температуре – 2 года. Охлаждение материала до 4 – 8°C увеличивает срок хранения. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

### •• Утилизация

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными /региональными / национальными / международными требованиями законодательства.

### •• Упаковка

- Шприц 2,5 г, насадки.
- Оттенки: прозрачно-опаловый (Clear) и опаково-белый (White).