

Травильный гель для адгезивной техники пломбирования

Phospho-Jen As представляет собой кислотный протравочный гель. Не содержит диоксида кремния, обладает ярко выраженным тиксотропным эффектом и содержащий 37% ортофосфорной кислоты. Поставляется в шприцах емкостью 5 мл та 10 мл с очень тонкими насадками, которые обеспечивают аккуратное и безопасное нанесение геля только в тех областях, где необходимо произвести протравливание. Удобен и прост в применении. Моментально смывается струей воды.

•• Подготовка шприца

Отвинтите колпачок и замените его насадкой. Вы можете слегка согнуть насадку, если в этом есть необходимость. Выдавите каплю геля на подложку, чтобы убедиться в исправности шприца и чтобы избежать “выстреливания” геля вследствие наличия пузырька воздуха.

•• Применение

Нанести гель сначала на эмаль, полностью покрыв место скола, а через 10-15 секунд на дентин. Рекомендуется обработка эмали 30 секунд, дентина 15 секунд (в случае молочных зубов рекомендуется второе протравливание продолжительностью 90 – 120 секунд), затем промойте водой в течение 20 секунд и просушите воздушной струей (в воздухе не должно быть следов воды и масла). После протравливания эмаль должна быть мелово-белого цвета.

•• Предостережение

Эмаль перед протравкой должна быть тщательно очищена. Если этого не было сделано, необходимо повторно нанести гель, смыть его водой и высушить рабочую поверхность. Не допускайте попадания геля на мягкие ткани полости рта, на кожу и в глаза. Если это произошло, незамедлительно смойте гель большим количеством воды.

•• Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований инструкции по использованию материалов, нарушения условий хранения и другие случаи, непредусмотренные функциональным назначением материала. Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта к использованию в соответствии с его (потребителя) задачами. Условие наступления гарантийного случая: несоответствие продукта характеристикам, заявленным производителем. В случае обнаружения дефекта материала в гарантийный период предприятие-изготовитель производит замену продукта.

•• Ограничение ответственности производителя

Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством страны.

•• Хранение и срок годности

- Хранить при комнатной температуре. Срок хранения – 3 года.
- НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

•• Утилизация

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными / региональными / национальными / международными требованиями законодательства.

•• Упаковка

- Шприц 5 мл, доставочные канюли.
- Шприц 10 мл, доставочные канюли.